



## NexxZr+ Multi

Стоматологический многослойный оксид циркония с естественным градиентом оттенка, транслюцентности 49 % и прочности на изгиб (шейка – 880 МПа, режущий край – 630 МПа).

Эти свойства позволяют изготавливать высокоэстетичные монолитные реставрации одиночных зубов и мостовидных протезов в фронтальной и жевательной группах. Специальный градиент транслюцентности обеспечивает хорошую маскирующую способность в шейной области и повышенную транслюцентность в области режущего края. Дополнительно интегрированный градиент оттенка обеспечивает эффективное изготовление реставраций естественного вида.

- Прочность на изгиб – 630 Мпа (режущий край) 880 Мпа (шейка)
- Транслюцентность - 49 % (режущий край) 46 % (шейка)
- Показания – реставрации от одного зуба до мостовидных протезов из 3 единиц
- КТР керамики <9,9x10–6/К
- Высота - 16, 20 мм
- Оттенки - A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2