



NexxZr+

Стоматологический диоксид циркония транслюцентностью (46 %) и высокой прочностью на изгиб (белый – 1000 МПа, предварительно окрашенный – 880 МПа).

Оптимально подобранная транслюцентность с хорошей маскирующей способностью и высокой яркостью обеспечивают превосходную эстетику полноанатомических реставраций передних и жевательных зубов. Хорошие механические свойства позволяют его применение в широком диапазоне показаний.

- Прочность на изгиб – 1000 Мпа (белый материал) 880 Мпа (предварительно окрашенный)
- Транслюцентность - 46 %
- Показания – реставрации от одного зуба до многоэлементных мостовидных протезов (белый), мостовидные протезы до 3х ед. (предварительно окрашенный)
- КТР керамики <9,6x10–6/К
- Высота - 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 мм
- Оттенки - Белый, A1, A2, A3, A3.5, B1, B2